

연수기 타블렛 소금 기술 규격서 (TDS)

회사	Zhangzhou Xinnian Industry & Trade Co., Ltd.		
제품명	이온교환수지 재생용 연수기 타블렛 소금	발행일	2026-07-01
참조 기준	GB/T 5461-2016, 표 요구치는 QB/T 5775 참조		

분석 항목 / 대표 분석값

분석 항목	규격 요구치	대표 분석값
염화나트륨 (NaCl), 건조물 기준	$\geq 98.50\%$	99.62%
수분 (H ₂ O)	$\leq 0.50\%$	< 0.01%
수불용분	$\leq 0.07\%$	< 0.01%
칼슘 (Ca ²⁺)	$\leq 0.20\%$	< 0.01%
마그네슘 (Mg ²⁺)	$\leq 0.20\%$	< 0.01%
황산염 (SO ₄ ²⁻)	$\leq 0.60\%$	0.24%
납 (Pb)	≤ 1.0 mg/kg	검출되지 않음 (< 0.1 mg/kg)
카드뮴 (Cd)	≤ 0.50 mg/kg	검출되지 않음 (< 0.1 mg/kg)
물리 규격	Circular tablet	Dia. 21.20 mm; approx. 12 mm thick

참조 시험 보고서 번호: ZX260618-C040201 / 20261114

적용 및 구매 참고

산업용 및 상업용 연수 시스템의 이온교환수지 재생에 사용됩니다. 용해 및 재생 성능은 설비, 염수 탱크, 수질, 운전 조건의 영향을 받으므로 대량 구매 전 적합성 시험을 권장합니다.

상기 수치는 대표 로트 분석값이며 모든 납품 로트의 고정 보증값이 아닙니다. 로트 인수 기준은 선적 COA와 계약 조건에 따릅니다.